

VACUMSOL

Aspiratori per piccola chirurgia

VACUMSOL AS60 – VACUMSOL AS65 – VACUMSOL AS65H



Quality System Certification



ISO 9001/EN 46001

alsa

CE 0051

La serie VACUMSOL è composta da 3 aspiratori portatili per piccola chirurgia che differiscono per funzionamento e potenza di aspirazione; sono pertanto una risposta a tutte le necessità del tracheotomizzato, dell'ospedale, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carter in materiale plastico antiurto
- gruppo aspirante a membrana senza manutenzione (rumorosità inferiore a 50 dB)
- Bottiglione da lt. 1 in policarbonato infrangibile e autoclavabile con dispositivo di troppo pieno e regolatore di vuoto
- Conforme alle Norme IEC 601-1 e UNI EN ISO 10079/1
- Classe II Tipo BF
- Peso Kg 2.7

VACUMSOL AS/60

Vuoto max. 650 mm/Hg - Portata aria libera 17 lt./min - Alimentazione: 230 VAC

E' il modello base, con alimentazione di rete, silenzioso, facile da usare, ideale per tracheotomizzati, aspirazioni natali o neonatali, etc.

VACUMSOL AS/65

Vuoto max. 700 mm/Hg - Portata aria libera 19 lt./min - Alimentazione: 230 VAC

E' la versione più potente del modello AS/60; garantisce un miglior funzionamento ed è indicato anche per aspirazione orofaringea, ORL, piccola chirurgia, etc.

VACUMSOL AS/65-H

Vuoto max. 700 mm/Hg - Portata aria libera 19 lt./min - Alimentazione: 230 VAC

E' il modello ideale per le necessità professionali ed ospedaliere. Tecnicamente identico al mod. AS/65, viene fornito completo di vuotometro.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Filtro antibatterico autoclavabile (riutilizzabile e sterilizzabile)
- Cannula aspira saliva
- Cannula aspira muco
- Cannula morbida monouso CH14 (l. cm 60 diam. mm. 4.7)
- Cannula morbida monouso CH16 (l. cm 60 diam. mm. 5.4)
- Cannula morbida monouso CH18 (l. cm 60 diam. mm. 6.1)
- Raccordo per cannule morbide

ALSA

Apparecchi medicali s.r.l.

Via C. Bonazzi, 16

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) ITALY

Tel. (+39) 051 700101 (r.a.) Fax 051 702182

Sito web: www.alsamed.com

e-mail: alsa@alsamed.com